

OVERFLADE DESINFEKTION – SPRAY FUNKTION

ANVENDELSESOMRÅDE

Færdigblandet overfladedesinfektion til medicinske produkter, behandlerstole og andet medicinsk inventar. Bred mikrobiologisk virkeområde. Meget god materiale kompatibilitet, efter ingen rester efter tørring

VIRKETID

Koncentreret 0,5 min	begrænset viruzid
Koncentreret 1 min	bakterizid, levurozid, tuberkulozid
Koncentreret 5 min	Papova

VIRKNING

Indhold per 100 gram

43 gram Ethanol, 0,05 Didecylmethylammoniumchlorid. Yderligere indholdsstoffer: duftstoffer, ikke-ioniske tensider

Virkespektrum: Bakterizid inkl. MRSA, levurozid, tuberkulozid, begrænset viruzid (virus-inaktiverende ved alle indkapslede virus inkl. HBV, HCV, HIV. Virksom mod Papova-virus.

FORHOLDSREGLER !

Holdes væk fra varme kilder, varme overflader, åben ild, gnister og andre antændelseskilder. Der må ikke rygges i nærheden. Bær beskyttelseshandsker. VED KONTAKT MED ØJNENE: skyl i min. 1 minut og fjern kontaktlinserne hvis dette er muligt. Skyl derefter videre. Ved brand anvendes pulver-slukningsmiddel eller kraftig vandbestråling. Beholderen opbevares lukket i et godt ventileret rum. Bortskaffelse iht de lokale regler